



Filtro battericida fissaggio a parete Anti-bacteria filter wall fixing model



- 1 ATTACCO VALVOLATO PER VUOTOMETRO E ALLARME MANCANZA VUOTO
- 2 VALVOLE DI ESCLUSIONE
- 3 PREFILTRO CON CARTUCCIA IN VILEDON
- 4 FILTRO BATTERICIDA CON RILEVATORE DI INTASAMENTO CARTUCCIA
- 5 DRENAGGIO FILTRO E AMPOLLA RACCOGLI LIQUIDI

- 1 VACUUMSWITCH FITTING AND VACUUM FAILURE ALARM
- 2 INTERCEPTING VALVES
- 3 VILEDON CARTRIDGE PRE-FILTER
- 4 ANTI-BACTERIA FILTER WITH CARTRIDGE FULL-UP DEVICE
- 5 FILTER DRAINAGE AND LIQUIDS COLLECTING AMPOULA



| | | Gruppo vuoto tipo/Vacuum package model | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|
| | | GP 15x3 | GP 25x3 | GP 45x3 | GP 65x3 | GP 100x3 | GP 160x3 | GP 210Kx3 | GP 308x3 |
| Dimensioni (mm) Dimensions (mm) | A | 620 | 620 | 620 | 620 | 880 | 1070 | 1070 | 1070 |
| | B | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 170 | 170 | 170 |
| | C | 390 | 390 | 390 | 390 | 450 | 545 | 545 | 545 |
| | D | 590 | 590 | 590 | 590 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| | E | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| | F | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | G | ½" G | ½" G | 1½" G | 1½" G | 1½" G | 1½" G | 1½" G | 1½" G |
| Tipo cartuccia prefiltro Cartridge prefilter model | | Carta Paper | Carta Paper | Carta Paper | Carta Paper | Carta Paper | Viledon | Viledon | Viledon |
| Filtro battericida Anti-bacteria filter | FFMVE | 30 | 30 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 |